

 **Mitolight 5.0 Serie – Professionele Rood Licht Therapie**

 **Overzicht modellen**

Model	Toepassing	LED's	Afmetingen (cm)	Richtprijs	Actieprijs	Ideaal voor
Mitolight Starter 5.0	Compact instapmodel	112	42,5x30,5x6,5	€729 (-4%)	€699	Lokaal gebruik + makkelijk verplaatsbaar (standaard inbegrepen)
Mitolight Biohacker 5.0	Gericht medium panel	288	101,5x30,5x6,5	€1.399 (-6%)	€1.309	Rug, benen, specifieke zones
Mitolight Mitohacker 5.0	Brede dekking	504	101,5x49,5x6,5	€2.169 (-8%)	€1.995	Halve lichaam (breder dan Biohacker)
Mitolight Expert 5.0	Allround topper	208	74,5x30,5 x 6,5	€1.099 (-13%)	€949	Beste prijs/kwaliteit
Mitolight Bulb	Lokaal	18	12.1x12.1x12			
Mitolight Master 5.0	Topmodel full body	990	183 x 53 x 9,7	€4.199 (-11%)	€3.699	Volledige lichaamstherapie

*Als trouwe partner van Mitolight kunnen wij extra 10% korting voorzien wanneer je rechtstreeks in onze praktijk bestelt via Pieter-Jan Beckx of Erika Van den Hauwe. De korting wordt steeds berekend op de referentieprijz zoals vermeld op www.mitolight.com.
Bijvoorbeeld. Online: 1.399€ - 6% = 1.309 -10% = 1.178.1€ (onze prijs)*

⚡ **Mitolight is marktleider in Europa. En heeft de meest kwalitatieve modellen op de markt.**

Wat maakt deze panelen zo krachtig?

Alle Mitolight 5.0 panelen werken met **dezelfde klinisch relevante golflengtes:**

👉 **630 nm – 660 nm – 670 nm (rood licht)**

👉 **810 nm – 830 nm – 850 nm (near infra red)**

Waarom belangrijk?

- **🔴 Rood licht** → huid & oppervlakkige weefsels
→ anti-inflammatoir, collageen, huidverbetering
- **🔥 Near Infrared (NIR)** → diepere penetratie
→ spieren, gewrichten, mitochondriën, herstel

👉 **Combinatie = maximaal effect (oppervlakkig + diep)**

Levensduur van een paneel: minimum 3.000 uren


Garantie: 2 jaar

Ondersteund door meer dan 900 studies!

Waarom kiezen voor een paneel? (ipv een masker)

- Groter behandeloppervlak
 - Meerdere golflengtes tegelijk
 - Gelaat + lichaam in één toestel
 - Efficiënter dan losse toepassingen
 - Ideaal voor herstel, energie en longevity
-

Hoe kies je het juiste model?

- **Beginner / lokaal gebruik** → Starter
 - **Gericht werken (rug, knieën, nek)** → Biohacker
 - **Grotere zones / sportherstel** → Mitohacker
 - **Beste allround keuze** →  Expert
 - **Maximaal resultaat / praktijkgebruik** → Master
-

Gebruik:


- Afstand paneel: 15–30 cm
- Consistentie: minstens 3–5x/week
- Verwachte eerste resultaten: 3–8 weken

- Beste combinatie: rood + near infrared
- Combineer altijd met slaap, voeding, stress en beweging

De juiste duurtijd en frequentie dat u het paneel gebruikt, is afhankelijk van uw doelstelling. Wanneer u een paneel aanschaft, bespreek dit dan zeker met ons.

Resultaten die je kan verwachten

Bij consistent gebruik:

- Minder ontsteking
 - Sneller spierherstel
 - Betere huidkwaliteit
 - Meer energie (mitochondriën )
 - Ondersteuning van slaap en herstel
-

Belangrijk

Rood lichttherapie werkt ondersteunend en behandelend. Je gezondheid zal er optimaal op verbeteren wanneer je ook let op de volgende leefstijlzaken:

- Gezonde voeding

- Voldoende slaap
- Stressmanagement
- Voldoende beweging (wisselen tussen low, medium en high intensity)
- Een gezond microbioom
- Voldoende water drinken

👉 **Technologie + leefstijl = resultaat**

👉 **Gericht advies bij specifieke klachten mogelijk met protocollen op maat volgens de probleemstelling.**

🎁 **Extra voordeel**

Gebruik onze kortingscode:

👉 **RECHARCHEME5** = extra 5% korting

Of contacteer ons voor:

👉 **persoonlijk advies + tot 10% extra korting**

Plaatsing van het paneel:

De panelen worden aan huis geleverd. Eens bij jou thuis, is het belangrijk dit paneel een goede plaats te geven waar je het zo veel mogelijk kan gebruiken.

De starter is een ideaal tafelmanier, en is voorzien van een staander, sowieso.

De grotere modellen zijn voorzien van een ophangstelsel.

Ze hebben allemaal een stroomkabel, handleiding, veiligheidsbrilletje en een verlengkabel.

Voor meer info omtrent de modellen en de systemen: [Mitolight modellen](#)

Sommige panelen kan je ook op een stand plaatsen, sommige zijn handmatig te bedienen (doch soepel) andere kan je elektrisch bedienen. Er zijn verschillende opties, best te bespreken terwijl je de keuze maakt van jouw gewenste model.

Twijfel je welk toestel het best bij jou past?

Wij helpen je persoonlijk kiezen op basis van jouw doel. [Doe hier alvast de test](#)

Kom gerust eens langs om het paneel in het echt te bekijken in Gent, Kortrijksesteenweg 371.

👉 Maak een afspraak voor advies? Laat jouw [gegevens achter](#) of bel ons direct (0473/85.35.73)

<https://www.healthandattitude.org>